



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه بن ماری

هدف : تشریح اصول ایمنی کار با بن ماری

دامنه کاربرد : آزمایشگاه شیمی

مسئولیت : کلیه دانشجویان در هنگام کار در آزمایشگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد .

مفاد دستورالعمل:

۱. در مکانهایی که مواد آتش زا و سوختنی وجود دارد، از دستگاه استفاده نکنید .
۲. همواره دستگاه را به سیم زمین وصل نمایید تا ایمنی کاربر و دستگاه تأمین شود.
۳. برای پرکردن حمام آب از مایعات غیرقابل اشتعال استفاده نمایید. و جهت جلوگیری از ایجاد رسوب از آب مقطر استفاده کنید.
۴. زمان کار با حمام آب از وسایل حفاظت شخصی استفاده نمایید.

تصویب کننده:

دکتر محمد حاج آقازاده
معاون آموزشی دانشکده بهداشت

تهیه کننده:

مهندس رقیه برگ شادی
مسئول آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاهی