

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
	دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه هیتر استیرر

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه هیتر استیرر

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه هیتر استیرر:

۱. دستگاه هیتر استیرر دارای یک هات پلیت یا صفحه داغ است به همین دلیل هنگام کار کردن با آن رعایت نکات ایمنی الزامی است.
۲. همیشه باید پیش از انجام کار اطمینان حاصل کنید که بین هات پلیت و مواد قابل احتراق در بالا یک فیلتر مناسب وجود داشته باشد.
۳. دستگاه هیتر استیرر را باید دور از کسانی که با عملکرد آن آشنایی ندارند قرار دهید چون ممکن است باعث سوختگی یا آتش سوزی شود.
۴. هنگام ترخیص دستگاه هیتر استیرر باید حتما به این مساله توجه شود که دستگاه مورد نظر موفق به اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت شود چون در غیر این صورت احتمال وقوع آتش سوزی یا خطرات دیگر در آزمایشگاه وجود دارد.

تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق	تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
--	--