

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
	دستورالعمل ایمنی کار با ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی:

۱. ترازو دیجیتال آزمایشگاهی را در کنار پنجره و یا درب باز نگذارید چرا که قرار گرفتن دستگاه در این چنین محیط‌هایی، باعث تغییر در دما شده و سبب می‌شود تا توزین دقیق نباشد.
۲. ترازوی آزمایشگاهی باید در محیطی با دمای ثابت قرار بگیرد. به برجسب بر روی دستگاه و یا دفترچه راهنمای آن توجه کنید.
۳. از ریختن آب بر روی این دستگاه‌ها خودداری نمایید.
۴. قرارگیری ترازوی حساس آزمایشگاهی باید بر روی سطحی ترازو شده و میزی ثابت باشد.
۵. این ترازوها را در مجاورت دستگاه‌های الکتریکی قرار ندهید چرا که میدان مغناطیسی ایجاد شده بر روی اندازه‌گیری شما تأثیر می‌گذارد.

تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق	تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
--	--