

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
	دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ریل تایم (Real-time)

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ریل تایم (Real-time)

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ریل تایم (Real-time):

۱. استفاده از دستکش حین کار
۲. توجه به بسته بودن کامل درب به حالت قفل
۳. توجه به خاموش بودن دستگاه بعد از انجام کار
۴. توجه به خارج کردن نمونه بعد از انجام کار

تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها	تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوجی خلیق
--	--