

	<b>دانشگاه علوم پزشکی ارومیه</b>
	<b>گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها</b> <b>دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ورتکس</b>

**هدف:** دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ورتکس

**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

**دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ورتکس:**

۱. با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
۲. از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیز کاری دستگاه استفاده ننمایید.
۳. دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
۴. قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه Of دستگاه را فشار دهید.
۵. دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
۶. در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
۷. مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی ورتکس نمایید.

<b>تصویب کننده:</b> دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها	<b>تهیه کنندگان:</b> دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق
--	--