



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  
دستورالعمل ایمنی کار با کالیبراتور دیجیتال  
مدل DRYCAL BIOS

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با کالیبراتور دیجیتال مدل DRYCAL BIOS

کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که کابل های کالیبراتور سالم بوده و فاقد خوردگی و زدگی است.
- ۲- کالیبراتور دیجیتال را دور از منابع قابل اشتعال و احتراق شارژ کنید.
- ۳- کابل کالیبراتور دیجیتال را پیش از اتصال به برق در جهت مناسب قرار دهید.
- ۴- فقط پرسنل آموزش دیده و مجرب می بایست با دستگاه کار کند.
- ۵- کالیبراتور دیجیتال را در برابر گرد و غبار ، حرارت و رطوبت بالا محافظت کنید.
- ۶- به علت خطر بالفعل الکتریسیته ساکن از تماس پارچه خشک با کالیبراتور دیجیتال خودداری نمایید.

تهیه کننده: مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
--	--