



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  
دستورالعمل ایمنی دستگاه آنالیز و شمارنده ذرات  
گردوغبار مدل Grim1.108

هدف: دستورالعمل ایمنی دستگاه آنالیز و شمارنده ذرات گردوغبار مدل Grim1.108

کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که کابل های دستگاه سالم بوده و فاقد خوردگی و زدگی است
- ۲- دستگاه را دور از منابع قابل اشتعال و احتراق شارژ کنید.
- ۳- دستگاه را در محیط دارای تهویه مناسب شارژ کنید.
- ۴- دستگاه را در برابر گرد و غبار ، حرارت و رطوبت بالا محافظت کنید.
- ۵- فقط پرسنل آموزش دیده و مجرب می بایست با دستگاه کار کند.

تهیه کننده: مهندس پریسا حسن زاده کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر تیمور اللهیاری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
--	--